

三角巾を活用したプライバシー保護の方法等

AED を使用する際には、三角巾で体を覆うようにしてお使いください。

三角巾を活用しプライバシーを保護する場合



(注) 下着等が透ける場合などは、三角巾を2枚使用してください。

服を脱がさず AED パッドを装着する場合

パッドを
素肌に直接貼り付ける
ことができている場合は、**ブラジャーを外す必要はありません。**
服の下で下着をずらして、**右の鎖骨の下と左のわき腹のあたりに**貼ることで対応できます。

金属製品（ブラジャーのワイヤー部分、ネックレス等）は**パッドに触れさせない**ようにしてください。
パッドに触れていなければ、ネックレスは無理に取り外す必要はありません。

AEDのパッドに描かれているイラストをご参照ください。

パッドを貼った後に
上から上着やタオルなどを
かけても大丈夫です。

その他の注意事項

- * 汗などで胸が濡れている場合は、水分を拭き取ってください。
- * 電極パッドを貼る部分に貼り薬（湿布等）が貼られている場合は、貼り薬を剥がしてください。
- * ペースメーカー等が植え込まれている場合（胸に硬いこぶのようなでっぱりが見える）は、このでっぱりを避けて電極パッドを貼ってください。
- * 車内など、揺れている場所では使用しないでください。

(注) AED パッドを素肌に直接貼り付けることができれば、
下着等を外す必要はありません。
ネックレス等は、パッドに触れないように御注意ください。